

Fosfo-Syk-Y323 Coniglio Pab Per Wb, If/Icc - P43405

Numero articolo: CM0001184



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio Phospho-Syk-Y323 rileva la tirosina chinasi umana Syk fosforilata alla tirosina 323. Adatto per Western blot (WB) e immunofluorescenza (IF/ICC), si rivolge alla tirosina chinasi della milza coinvolta nella segnalazione immunitaria e nell'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	Fosfo-Syk-Y323 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	IMD82; p72-Syk; Fosfo-Syk-Y323
Specie	Umano
GeneID (umano)	6850
GeneID	6850
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P43405
Peso Proteico	72kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio