


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-Tak1 (S412) - O43318

Numero articolo: CM0001701



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Phospho-TAK1 (S412) validato per WB e ELISA in campioni umani, di topo e ratto. Mira a una MAP3K chiave coinvolta nelle vie di segnalazione di TGF- β , IL-1 e TLR, essenziale per l'attivazione di NF- κ B e JNK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Phospho-TAK1-S412
Note/Alias	CSCF; FMD2; TAK1; MEKK7; TGF1a; Phospho-TAK1-S412
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6885
GeneID	6885
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43318
Peso Proteico	67kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio