

Fosfo-Tau (S214) Mab Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P10636

Numero articolo: CM0000904



introduzione

Fosfo-Tau (S214) mAb di coniglio per il rilevamento della Tau fosforilata in campioni umani e murini mediante WB, IHC-P, ELISA. Ideale per la ricerca sulle malattie neurodegenerative.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-Tau (S214) mAb di coniglio
Note/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Fosfo-Tau (S214)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4137
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico fosforilato corrispondente ai residui circostanti S214 della Tau umana.
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P10636
Peso Proteico	79kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio