

Fosfo-Tau-S262 Pab Coniglio - P10636

Numero articolo: CM0000530



introduzione

Fosfo-Tau-S262 pAb coniglio rileva la Tau fosforilata in Ser262. Cross-reagisce con umano, topo e ratto. Validato per WB, IF/ICC, IF-P ed ELISA. Utilizzo negli studi di neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-Tau-S262 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Fosfo-Tau-S262
Specie	Umano
GeneID (umano)	4137
GeneID	4137
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide fosforilato sintetico attorno a S262 di Tau (NP_058518.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P10636
Peso proteico	79kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio