

Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-Tau-S404 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10636

Numero articolo: CM0000554



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Tau fosforilata (Ser404) convalidato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con Uomo, Topo, Ratto. Adatto per la ricerca sulla neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-Tau-S404 Rabbit pAb
Note/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-S404
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4137
GeneID	4137
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico intorno alla S404 della Tau umana (NP_005901.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P10636
Peso proteico	79 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio