

Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-Tau (Ser198/Ser199/Ser202) Per Wb E Elisa - P10636

Numero articolo: CM0001557



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la Tau umana fosforilata in Ser198/Ser199/Ser202. Validato per Western blot e ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio delle tauopatie e la ricerca sulla neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-Tau-Ser198/Ser199/Ser202 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-Ser198/Ser199/Ser202
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	4137
ID gene	4137
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P10636
Peso proteico	79kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio