

Phospho-Tau-Ser404 Rabbit Pab - P10636

Numero articolo: CM0001907



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Phospho-Tau-Ser404 convalidato per WB, IF-P, ELISA. Rileva la tau umana, murina e ratto fosforilata a Ser404. Adatto per la ricerca sulla malattia di Alzheimer e sulla neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Phospho-Tau-Ser404 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-Ser404
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4137
GeneID	4137
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico fosforilato attorno alla posizione S404 della tau umana (NP_005901.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P10636
Peso proteico	79kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio