


Mab Coniglio Phospho-Tau-T181 Per Wb, Elisa - P10636

Numero articolo: CM0001891



introduzione

L'anticorpo monoclonale coniglio Phospho-Tau-T181 rileva specificamente la Tau umana fosforilata in posizione T181. Ideale per applicazioni Western Blot e ELISA nella ricerca sulle malattie neurodegenerative.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio Phospho-Tau-T181
Note/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T181
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	4137
GeneID	4137
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide fosforilato sintetico corrispondente alla regione T181 della Phospho-Tau-T181 umana (NP_001190181.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P10636
Peso proteico	79kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio