

Pab Di Coniglio Phospho-Tau-T181 Per Wb E Elisa - P10636-5

Numero articolo: CM0000484

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Phospho-Tau-T181 validato per Western blot e ELISA. Rileva Tau fosforilata umana e murina a livello di T181, adatto per la ricerca sul morbo di Alzheimer e le tauopatie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio Phospho-Tau-T181
Note/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T181
Specie	Umana
GeneID (Umano)	4137
GeneID	4137
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	P10636-5
Peso proteico	32-45kDa/78-80kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio