

Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-Tau-T181 (Wb, If, Elisa) - P10636

Numero articolo: CM0001056



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio ad alta specificità contro Tau fosforilato in Thr181. Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce con uomo, topo, ratto. Essenziale per la ricerca su Alzheimer e tauopatie nella diagnostica in vitro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-Tau-T181 Rabbit pAb
Note/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T181
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	4137
GeneID	4137
Immunogeno	Peptide sintetico: peptide fosforilato sintetico attorno a T498 della Tau umana (NP_058519.3?)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P10636
Peso proteico	79kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio