

Phospho-Tau-T217 Rabbit Mab Per Wb, Elisa - P10636-8

Numero articolo: CM0000670

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro fosfo-Tau (Thr217) validato per Western blot e ELISA. Rileva specificamente la tau umana, aiutando la ricerca sulla malattia di Alzheimer e sulle tauopatie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Phospho-Tau-T217 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T217
Specie	Umano
GenelD (Umano)	4137
GenelD	4137
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a T217 della Tau umana
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P10636-8
Peso proteico	33-46kDa/79-81kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio