

Pab Di Coniglio Anti-Fosforo-Tau-T231 Per Wb, Elisa - P10636

Numero articolo: CM0001205



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Fosforo-Tau-T231 validato per WB e ELISA. Riconosce le specie topo e ratto. Bersaglia l'epitopo fosforilato correlato all'Alzheimer della proteina Tau umana (79kDa). Ideale per la ricerca sulle neuroscienze e le malattie neurodegenerative.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio anti-Fosforo-Tau-T231
Note/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Fosforo-Tau-T231
Specie	Umana
GeneID (Umana)	4137
GeneID	4137
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P10636
Peso proteico	79kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio