

Pab Coniglio Anti Phospho-Tau-T231 - P10636

Numero articolo: CM0000701



introduzione

Il pAb coniglio anti Phospho-Tau-T231 (P10636) rileva specificamente la Tau fosforilata in posizione T231 nell'uomo e nel topo. Adatto per WB e ELISA. Ideale per la ricerca sulla malattia di Alzheimer e sulle tauopatie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb coniglio anti Phospho-Tau-T231
Note/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T231
Specie	Uomo
ID gene	4137
Immunogeno	Peptide sintetico: Peptide sintetico fosforilato intorno alla posizione T548 della Tau umana (NP_058519.3?)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati specifici
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P10636
Peso proteico	79kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio