


Phospho-Tifa-T9 Rabbit Pab Per Wb E Elisa - Q96Cg3

Numero articolo: CM0001897



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce specificamente la TIFA umana fosforilata in Thr-9, convalidato per Western blot e ELISA, che rileva la proteina adattatrice dell'immunità innata di 21 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Phospho-TIFA-T9 Rabbit pAb
Note/Alias	T2BP; T6BP; TIFAA; Phospho-TIFA-T9
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	92610
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a T9 della TIFA umana (NP_443096.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q96CG3
Peso proteico	21 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio