

Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-Tp73-Y99 Per Wb, Elisa - O15350

Numero articolo: CM0000692



introduzione

pAb coniglio Phospho-TP73-Y99 per Western blot e ELISA. Rileva la fosfo-p73 umana presso Tyr99. Ideale per ricerche su apoptosi, danno del DNA e differenziazione polmonare. Validato su campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb coniglio Phospho-TP73-Y99
Annotazioni/Alias	P73; CILD47; Phospho-TP73-Y99
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	7161
GeneID	7161
Immunogeno	Peptide sintetico, peptide fosfo-specifico corrispondente ai residui intorno a Y99 della TP73 umana
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	O15350
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Ghiaccio secco