

Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-Tyk2 (Y1054/1055) Per Wb E Elisa - P29597

Numero articolo: CM0001799



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Phospho-Tyk2 (Y1054/1055), validato per WB e ELISA, rileva Tyk2 umano, di topo e ratto. Ideale per studiare la segnalazione di citochine e interferoni, la crescita cellulare e la risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-Tyk2-Y1054/1055 Rabbit pAb
Note/Alias	JTK1; IMD35; Phospho-Tyk2-Y1054/1055
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	7297
ID gene	7297
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico intorno a Y1054 & Y1055 del Tyk2 umano (NP_003322.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P29597
Peso proteico	134kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio