


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Fosfo-Tirosina Idrossilasi-S40 Per Wb, Elisa - P07101

Numero articolo: CM0001383



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio Fosfo-Tirosina Idrossilasi-S40 rileva la tirosina idrossilasi fosforilata su Ser40. Adatto per WB ed ELISA, reagisce in modo incrociato con il ratto. Strumento ideale per la ricerca sulle catecolamine e in neurologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-Tirosina Idrossilasi-S40
Osservazioni/Alias	TYH; DYT14; DYT5b; Fosfo-Tirosina Idrossilasi-S40
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7054
GeneID	7054
Immunogeno	Peptide sintetico fosforilato intorno a S40 della Tirosina Idrossilasi umana (NP_000351.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Ratto
SWISS	P07101
Peso Proteico	45-59 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante