


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Phospho-Ubiquitina (Ser65) Per Wb, If/Icc, Elisa - P62979 / P62987 / P0Cg47 / P0Cg48

Numero articolo: CM0004137



introduzione

Anticorpo Monoclonale di Coniglio Anti-Phospho-Ubiquitina (Ser65) validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Specifico per l'ubiquitina umana fosforilata in serina 65. Ideale per lo studio della segnalazione dell'ubiquitina e delle vie del proteasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio Anti-Phospho-Ubiquitina-S65
Osservazioni/Alias	UBC; S27A; eS31; CEP80; UBA80; HEL112; UBCEP1; UBCEP80; L40; CEP52; RPL40; HUBCEP52; HMG20; Phospho-Ubiquitina-Ser65
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6233/7311/7314/7316
ID Gene	6233/7311/7314/7316
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a S65 dell'Ubiquitina umana (NP_002945.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P62979/P62987/P0CG47/P0CG48
Peso Proteico	18 kDa/15 kDa/26 kDa/77 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio