

Phospho-ULK1-S467 Rabbit Pab Per Wb, Elisa - 075385

Numero articolo: CM0001884



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico che targeting ULK1 (S467), una chinasi chiave dell'autofagia. Validato per Western blot (WB) ed ELISA con reattività umana e murina. Ideale per la ricerca sull'autofagia e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-ULK1-S467 Rabbit pAb
Note/Alias	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1; Phospho-ULK1-S467
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8408
GeneID	8408
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S467 di ULK1 umano (NP_003556.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	075385
Peso Proteico	113kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio