

Pab Coniglio Anti Phospho-ULK1-S555 Per Wb, Elisa - 075385

Numero articolo: CM0001170



introduzione

Il pAb coniglio anti Phospho-ULK1-S555 rileva specificamente ULK1 fosforilato in posizione Ser555. Validato per WB e ELISA in campioni umani. Ideale per la ricerca sull'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb coniglio anti Phospho-ULK1-S555
Annotazioni/Alias	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1
Specie	Uomo
GeneID	8408
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide fosforilato sintetico corrispondente alla regione intorno a S555 della proteina ULK1 umana (NP_003556.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	075385
Peso proteico	113 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio