

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-ULK1-S638 Per Wb Ed Elisa - O75385

Numero articolo: CM0001341



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro phospho-ULK1 (Ser638) per la ricerca sull'autofagia. Validato per Western blot ed ELISA, reagisce in modo crociato con campioni umani e di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Phospho-ULK1-S638
Note/Alias	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1; Phospho-ULK1-S638
Specie	Umano
GeneID (umano)	8408
GeneID	8408
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico fosforilato intorno a S638 di ULK1 umano (NP_003556.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	O75385
Peso Proteico	113 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio