

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-B-Catenina (S33/S37/T41) Per Ihc-P, Elisa - P35222

Numero articolo: CM0001129



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega alla β -Catenina fosforilata in S33, S37 e T41 per IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per studi sulla segnalazione Wnt e sull'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo- β -Catenina-S33/S37/T41 pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	EV7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Fosfo- β -Catenina-S33/S37/T41
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1499
GeneID	1499
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P35222
Peso proteico	85kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio