

Anticorpo Monoclonale Coniglio Fosfo-B-Catenina-S552 Per Wb, Elisa - P35222

Numero articolo: CM0001939



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la fosfo- β -catenina (Ser552) per applicazioni di Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso umano e topo. Ideale per lo studio della segnalazione Wnt e dell'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale Coniglio Fosfo- β -Catenina-S552
Note/Alias	EV7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Fosfo- β -Catenina-S552
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1499
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide fosforilato sintetico intorno a S552 di CTNNB1 umano (NP_001895.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P35222
Peso Proteico	85kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio