

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-B-Catenina-S675 Per Wb, If-P, Elisa - P35222

Numero articolo: CM0001612



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che rileva la fosfo- β -catenina (S675) per WB, IF-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione Wnt e l'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Phospho- β -Catenina-S675 Rabbit pAb
Note/Alias	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Phospho- β -Catenina-S675
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1499
GeneID	1499
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico intorno alla posizione S675 della beta catenina umana (NP_001091679.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P35222
Peso proteico	85kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio