

Pab Di Coniglio Phospho-B-Catenina-Y333 Per Wb - P35222

Numero articolo: CM0000528



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per β -Catenina fosforilata (Tyr333), validato per Western blot su campioni umani. Ideale per la ricerca sulla segnalazione Wnt e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho- β -Catenina-Y333 Rabbit pAb
Note/Alias	EV7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Phospho- β -Catenin-Y333
Specie	Umana
ID gene (Umano)	1499
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB
Reattività crociata	Umana
SWISS	P35222
Peso proteico	85kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio