

Mab Coniglio Anti Phosfo-Vangl2-T78/S79/S82 Per Wb E Elisa - Q9ULK5

Numero articolo: CM0000655



introduzione

Anticorpo monoclonale fosfo-specifico che riconosce VANGL2 a livello di T78/S79/S82, validato per WB e ELISA. Adatto per ricerche sulla polarità cellulare planare e biologia dello sviluppo in umano, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti Phosfo-VANGL2-T78/S79/S82
Note/Alias	LPP1; LTAP; STB1; STBM; STBM1; Phosfo-VANGL2-T78/S79/S82
Specie	Umano
ID gene (Umano)	57216
ID gene	57216
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide fosfo-specifico corrispondente alle regioni circostanti T78/S79/S82 di VANGL2 umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9ULK5
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio