

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Phospho-Vasp-S157 Per Wb, Elisa - P50552

Numero articolo: CM0000950



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro phospho-VASP (Ser157). Validato per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studiare la dinamica dell'actina, la migrazione cellulare e l'attivazione piastrinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-Phospho-VASP-S157
Note/Alias	VASP; Phospho-VASP-S157
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7408
GeneID	7408
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a S157 di VASP umano (NP_003361.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P50552
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio