

Anticorpo Monoclonale Coniglio Fosfo-Vasp-S239 Per Wb, If/Icc, Elisa - P50552

Numero articolo: CM0001906



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Fosfo-VASP-S239, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Riconosce la VASP umana fosforilata alla serina 239. Ideale per ricerche sulla dinamica del citoscheletro, attivazione piastrinica e migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-VASP-S239 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	VASP; fosfoproteina stimolata dai vasodilatatori; Fosfo-VASP-S239
Specie	Umano
GeneID	7408
Immunogeno	Peptide sintetico (Un peptide fosforilato sintetico attorno a S239 della VASP umana (NP_003361.1).)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P50552
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio