


Phospho-Vav1-Y174 Coniglio Pab Per Wb - P15498

Numero articolo: CM0001407



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico che targeting VAV1 umano alla tirosina 174 (Y174). Ideale per WB in campioni umani e di ratto, esplorando la funzione della proteina Vav nella segnalazione ematopoietica e nella differenziazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-VAV1-Y174 Coniglio pAb
Note/Alias	VAV; Phospho-VAV1-Y174
Specie	Umano
Gene ID	7409
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide fosfo-specifico corrispondente ai residui circostanti Y174 di VAV1 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P15498
Peso Proteico	98kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio