

Phospho-Vegf Receptor 2-Y1175 Rabbit Mab Per Wb, Elisa - P35968

Numero articolo: CM0000973



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico che mira al VEGFR2 (KDR, FLK1, CD309) fosforilato a Y1175. Validato per Western blot ed ELISA. Ideale per lo studio dell'angiogenesi e delle vie di segnalazione vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Phospho-VEGF Receptor 2-Y1175 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3791
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico fosforilato attorno a Y1175 del recettore 2 del VEGF umano (NP_002244.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P35968
Peso proteico	152 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio