


Pab Coniglio Anti Phospho-Vimentin-S39 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P08670

Numero articolo: CM0001253



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti Phospho-Vimentin-S39 per applicazioni WB, IHC-P, ELISA. Rileva la vimentina umana, di topo e di ratto fosforilata nella posizione Ser39. Ideale per la ricerca sulla migrazione cellulare e sul citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb coniglio anti Phospho-Vimentin-S39
Note / Alias	CTRCT30; HEL113; Vimentina; VIM; vimentin; Phospho-Vimentin-S39
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	7431
GeneID	7431
Immunogeno	Peptide sintetico fosforilato intorno alla posizione S39 della VIM umana (NP_003371.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P08670
Peso proteico	54 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio