


Phospho-Vimentin-S56 Rabbit Pab Per Wb, Elisa - P08670

Numero articolo: CM0000601



introduzione

Phospho-Vimentin-S56 Rabbit pAb rileva la Vimentina fosforilata in Ser56 in campioni umani e di ratto tramite WB ed ELISA. Ideale per studiare la dinamica dei filamenti intermedi, la migrazione cellulare e la TEM.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-Vimentin-S56 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CTRCT30; HEL113; Vimentina; VIM; vimentina; Phospho-Vimentin-S56
Specie	Umano
GeneID	7431
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico fosforilato attorno alla S56 della VIM umana (NP_003371.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P08670
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio