


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Yap1-S127 - P46937

Numero articolo: CM0001223



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-fosfo-YAP1-S127 validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. Ideale per studiare la via di segnalazione Hippo, il controllo delle dimensioni degli organi e la soppressione tumorale. Peso molecolare appross. 54 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-fosfo-YAP1-S127
Osservazioni/Alias	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; fosfo-YAP1-S127
Specie	Umano
GeneID (umano)	10413
GeneID	10413
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetizzato derivato da YAP1 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P46937
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio