

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Phospho-Ywhaz (Ser58)/Ywhah (Ser59)/Ywhag (Ser59)/Ywhab (Ser60) Per Wb, Elisa - P63104 / Q04917 / P61981 / P31946

Numero articolo: CM0001935



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico che riconosce le isoforme 14-3-3 zeta (Ser58), eta (Ser59), gamma (Ser59) e beta (Ser60). Validato per WB ed ELISA con reattività umana e murina. Ideale per studiare la segnalazione e gli eventi di fosforilazione delle proteine 14-3-3.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Phospho-YWHAZ -Ser58+YWHAH -Ser59+YWHAG-Ser59+YWHAB -Ser60
Note/Alias	HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; YWHA1; 14-3-3GAMMA; DEE56; EIEE56; PPP1R170; GW128; HEL-S-1; HS1; KCIP-1; YWHAA
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7534/7533/7532/7529
ID Gene	7534/7533/7532/7529
Immunogeno	Peptide sintetico fosfo-specifico corrispondente alle regioni circostanti Ser58&Ser59&Ser59&Ser60 di YWHAZ/YWHAH/YWHAG/YWHAB umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P63104/Q04917/P61981/P31946
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio