


Mab Coniglio Anti Phospho-Zap70-Y493 - P43403

Numero articolo: CM0001386



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti Phospho-ZAP70 (Tyr493) convalidato per IF/ICC e ELISA. Reagisce con la ZAP70 umana, una tirosin-chinasi chiave nella segnalazione del recettore delle cellule T e nell'immunità adattativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti Phospho-ZAP70-Y493
Note/Alias	ZAP70; ADMIO2; IMD48; SRK; STCD; STD; TZK; ZAP-70; tirosin-protein chinasi ZAP-70; Phospho-ZAP70-Y493
Specie	Umana
ID genico	7535
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico corrispondente alla regione Y493 della ZAP70 umana
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reazione crociata	Umana
SWISS	P43403
Peso proteico	70 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio