

Phyhd1 Pab Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q5Sre7

Numero articolo: CM0026530



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PHYHD1 umano, una diossigenasi dipendente da 2-ossoglutarato. Adatto per applicazioni WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Spedito in ghiaccio secco.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PHYHD1 pAb di coniglio
Note/Alias	PHYHD1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	254295
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-291 di PHYHD1 umano (NP_001094346.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q5SRE7
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Ghiaccio secco