


Pi3 Chinasi P85 Alpha Coniglio Pab - P27986

Numero articolo: CM0017124



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato alla PI3 Chinasi p85 alpha umana (PIK3R1) per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per ricerche sulla segnalazione PI3K e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PI3 Chinasi p85 alpha Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	p85; AGM7; GRB1; IMD36; p85alpha; p85-ALPHA; PI3 Chinasi p85 alpha
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5295
ID Gene	5295
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 240-380 della PI3 Chinasi p85 alpha umana (NP_852664.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P27986
Peso Proteico	84kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio