


Anticorpo Policlonale Coniglio Pias1 Per If/Icc E Elisa - 075925

Numero articolo: CM0028586



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'E3 SUMO-protein ligasi PIAS1 umana, validato per IF/ICC e ELISA. Ideale per lo studio delle vie di SUMOilazione e regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PIAS1 Rabbit pAb
Note/Alias	GBP; ZMIZ3; DDXBP1; GU/RH-II; PIAS1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	8554
GeneID	8554
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 422-651 di PIAS1 umana (NP_057250.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	075925
Peso Proteico	72kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio