


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pias1 Per Wb Ed Elisa - 075925

Numero articolo: CM0013062



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PIAS1 validato per WB ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Riconosce la ligasi E3 della proteina SUMO PIAS1 (075925), un coregolatore trascrizionale chiave nelle vie di segnalazione STAT, p53 e degli ormoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PIAS1 Rabbit pAb
Note/Alias	GBP; ZMIZ3; DDXBP1; GU/RH-II; PIAS1
Specie	Umana
GeneID (umano)	8554
GeneID	8554
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-140 della PIAS1 umana (NP_057250.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	075925
Peso della proteina	72 kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante