

Anticorpo Monoclonale Coniglio Pias2 Per Wb, Elisa - 075928

Numero articolo: CM0004247



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio PIAS2 convalidato per WB e ELISA, reagisce con umano, topo, ratto; si lega alla E3 SUMO-proteina ligasi PIAS2 coinvolta nella regolazione trascrizionale. Ideale per lo studio delle vie di segnalazione di STAT, p53 e ormoni steroidei.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PIAS2 di coniglio
Annotazioni / Alias	DIP; MIZ1; SIZ2; ARIP3; PIASX; ZMIZ4; PIAS2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	9063
GeneID	9063
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50 e 150 della PIAS2 umana (NP_004662.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Topo, Ratto
SWISS	075928
Peso proteico	45kDa/63kDa/68kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio