

Pias3 Pab Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6X2

Numero articolo: CM0030940



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PIAS3 umano, adatto per WB, IHC-P, ELISA. Rileva PIAS3 endogeno in campioni di uomo, topo e ratto. E3 SUMO ligasi coinvolta nella regolazione trascrizionale e nel cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PIAS3 pAb di coniglio
Note/Alias	ZMIZ5; PIAS3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10401
GeneID	10401
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 452-628 di PIAS3 umano (NP_006090.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y6X2
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio