

Anticorpo Policlonale Coniglio Pigr Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - 070570

Numero articolo: CM0030305



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio PIGR validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Rileva il recettore delle immunoglobuline polimeriche di topo/rattus coinvolto nella transitosi e nell'immunità mucosale, ~83 kDa. Ideale per studi di immunorilevamento.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio PIGR (pAb)
Specie	Topo
GeneID (Umano)	5284
GeneID	18703
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-645 del PIGR di topo (NP_035212.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	070570
Peso Proteico	83 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio