

Anticorpo Policlonale Pik3Cg Di Coniglio Per Wb, Elisa - P48736

Numero articolo: CM0015395



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PIK3CG (p110γ) umano per Western blot e ELISA. Riconosce la subunità catalitica PI3Kγ di 126 kDa coinvolta nella segnalazione GPCR e nella migrazione delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PIK3CG Rabbit pAb
Note/Alias	PI3K, PIK3, IMD97, PI3CG, PI3Kgamma, p110gamma, p120-PI3K
Specie	Uomo
ID genico	5294
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-310 di PIK3CG umano (NP_002640.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P48736
Peso proteico	126kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio