

Anticorpo Monoclonale Coniglio Pin4 Per Wb E Elisa - Q9Y237

Numero articolo: CM0002175



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio che si targeting del PIN4 umano, validato per WB e ELISA. Rileva i livelli endogeni di PIN4 in umano, topo e ratto. Ideale per studi sulla biologia nucleolare e della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PIN4 mAb coniglio
Osservazioni/Alias	EPVH; PAR14; PAR17; hEPVH; hPar14; hPar17; PIN4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5303
Immunogeno	Peptide sintetico; Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 52-131 del PIN4 umano (Q9Y237).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9Y237
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio