

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Pip5K1A Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q99755

Numero articolo: CM0025349

introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio anti-PIP5K1A rileva PIP5K1A (63 kDa) umano e murino in WB, IHC-P e ELISA. PIP5K1A è una lipide chinasi che produce PIP2, regolando la trasduzione del segnale, la dinamica dell'actina e la migrazione cellulare. Ideale per la ricerca sulla segnalazione cellulare e il citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PIP5K1A Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	PIP5K1A
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	8394
ID gene	8394
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 231-500 di PIP5K1A umano (NP_001129109.1))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q99755
Peso proteico	63 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio