

Piwil2 Rabbit Pab - Piwil2

Numero articolo: CM0030004

introduzione

PIWIL2 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale di coniglio prodotto contro una proteina di fusione ricombinante di PIWIL2 di topo. Validato per WB ed ELISA, rileva la proteina PIWIL2 di topo e ratto, rendendolo ideale per la ricerca IVD e lo sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PIWIL2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	mili; Piwil11; PIWIL2
Specie	Topo
Gene ID (Umano)	55124
Gene ID (Topo)	57746
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 398-652 di PIWIL2 di topo (Q8CDG1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
Peso proteico	105kDa/109kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio