

Anticorpo Monoclonale Coniglio Piwil4 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q7Z3Z4

Numero articolo: CM0005630

introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio PIWIL4 (HIWI2, MIWI2) validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività su umano, topo, ratto. Miraproteina PIWIL4 da 97kDa coinvolta nel silenziamento dei trasposoni mediato da piRNA. Ideale per la ricerca sulla linea germinale e in oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PIWIL4 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	HIWI2; MIWI2; PIWIL4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	143689
GeneID	143689
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 272-383 di PIWIL4 umano (NP_689644.2))
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q7Z3Z4
Peso Proteico	97kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio