

## Anticorpo Policlonale Coniglio Piwil4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q7Z3Z4

Numero articolo: CM0018573

### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a PIWIL4 umano (HIWI2/MIWI2). Adatto per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Rileva la proteina della via piRNA coinvolta nel silenziamento dei trasposoni e nella spermatogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto     | PIWIL4 pAb coniglio                                                                                                            |
| Osservazioni/Alias    | HIWI2; MIWI2; PIWIL4                                                                                                           |
| Specie                | Umano                                                                                                                          |
| GeneID (Umano)        | 143689                                                                                                                         |
| GeneID                | 143689                                                                                                                         |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 260-460 di PIWIL4 umano (NP_689644.2) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria             | Anticorpi policlonali                                                                                                          |
| Applicazione          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                               |
| Reattività incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                             |
| SWISS                 | Q7Z3Z4                                                                                                                         |
| Peso proteico         | 97kDa                                                                                                                          |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                             |