


Mab Di Coniglio Anti-Pkc Alfa Per If/Icc, Elisa - P17252

Numero articolo: CM0007536



introduzione

Il mAb di coniglio anti-PKC alfa è un anticorpo monoclonale specifico per la proteina chinasi C alfa umana, validato per IF/ICC ed ELISA. Ideale per lo studio della proliferazione cellulare, dell'apoptosi e delle vie di segnalazione del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio anti-PKC alfa
Note/Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alfa
Specie	Umana
GeneID	5578
Immunogeno	Proteina ricombinante di PKC alfa umana
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P17252
Peso proteico	77kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio