

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Pkc-Beta Per Wb, If/Icc, Elisa - P05771

Numero articolo: CM0029916



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per PKC-beta (PRKCB) umano, per applicazioni WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studiare la segnalazione del recettore delle cellule B, l'apoptosi e la segnalazione dell'insulina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio PKC-beta
Note/Alias	PKCB; PRKCB1; PRKCB2; PKCI(2); PKCbeta; PKC-beta
Specie	Umano
ID Gene	5579
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 220-340 di PKC-beta umano (NP_002729.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P05771
Peso Proteico	77kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio